

## BeatBreathバージョンアップのお知らせ


アルコール測定&血圧測定 連動システム” BeatBreath” をご愛用いただき、誠にありがとうございます。  
平成 31 年 1 月 25 日より” BeatBreath” をバージョンアップしますのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. バージョンアップ内容

- (1) ALC-MobileII端末使用時の不具合対応
- (2) 拠点間で同期している場合の不具合対応
- (3) 測定結果を永続的に保存できるよう対応

(1)に関しては、「ALC測定端末を設定します」の欄から『ALC-PRO II』もしくは 『ALCモバイル』のいずれかを選択することができます。



#### 2. バージョンアップ方法

- ① BeatBreathを起動します（起動中の場合は再起動してください）。
- ② メッセージ画面が表示されるので更新を希望する場合は「はい」を、希望しない場合は「いいえ」を選択してください。

#### 3. バージョンアップ適用開始日

平成31年1月25日（金）